


Wb, If/Icc, Elisa용 항Rplp0 토끼 다클론 항체 - P05388

품목 번호: CM0029639



소개

인간 RPLP0(UniProt P05388)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응성을 보입니다. 리보솜 단백질 발현 연구 및 로딩 대조군 적용에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RPLP0 토끼 pAb
비고/별칭	P0; LP0; L10E; RPP0; uL10; PRLP0; RPLP0
종	인간
유전자ID (인간)	6175
유전자ID	6175
면역원	인간 RPLP0 (NP_000993.1)의 아미노산 1-317에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P05388
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스 팩