


웨스턴 블롯, If/Icc, Elisa용 Anti-Rplp0 Rabbit Polyclonal Antibody - P05388

품목 번호: CM0012851



소개

인간 RPLP0(60S 산성 리보솜 단백질 P0)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 리보솜 및 단백질 합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RPLP0 Rabbit pAb
비고/별칭	P0; LP0; L10E; RPP0; uL10; PRLP0; RPLP0
종	인간
유전자 ID	6175
면역원	인간 RPLP0 (NP_000993.1)의 아미노산 1-317에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P05388
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백