


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Rplp1 토끼 다클론 항체 - P05386

품목 번호: CM0027420



소개

큰 리보솜 서브유닛 단백질 P1(RPLP1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB), 면역형광(IF/ICC) 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 및 제브라피쉬 샘플에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RPLP1 토끼 pAb
비고/별칭	PI; LPI; RPP1; RPLP1
종	인간
유전자 ID	6176
면역원	인간 RPLP1(NP_000994.1)의 아미노산 1-114에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 제브라피쉬
SWISS	P05386
단백질 분자량	12kDa
배송 방식	아이스 팩