


Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Rplp2 폴리클로날 항체 - P05387

품목 번호: CM0030622



소개

인간 RPLP2 (60S 산성 리보솜 단백질 P2)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. IHC-P, IF/ICC 및 ELISA 애플리케이션에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 단백질 합성 및 리보솜 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPLP2 Rabbit pAb
비고/별칭	P2, LP2, RPP2, D11S2243E, RPLP2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	6181
GeneID	6181
면역원	인간 RPLP2 (NP_000995.1)의 아미노산 1-115에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P05387
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스백