

Anti-Rpn1 폴리클로날 항체 (Wb, Elisa 용) - P04843

품목 번호: CM0027459



소개

단백질 N-글리코실화에 필수적인 올리고사카릴 트랜스퍼라제 복합체의 서브유닛인 인간 RPN1(리보포린 I)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 인간 및 래트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RPN1 토끼 pAb
비고/별칭	OST1; RBPH1; RPN1
종	인간
유전자 ID (인간)	6184
유전자 ID	6184
면역원	인간 RPN1 (NP_002941.1)의 아미노산 20-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질 / 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	P04843
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백