

Anti-Rpn1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P04843

품목 번호: CM0019892



소개

인간 RPN1(ribophorin I)에 대한 토끼 폴리클론항체. 올리고사카릴 트랜스퍼라제 복합체의 서브유닛으로, Western blot 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트에 대한 교차반응성을 보입니다. N-글리코실화 및 소포체 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RPN1 Rabbit pAb
비고/별칭	RPN1; OST1; RBPH1; ribophorin I
종	인간
GeneID	6184
면역원	인간 RPN1 (NP_002941.1)의 아미노산 22-350 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P04843
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백