

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Rpn1 토끼 다클론 항체 - P04843

품목 번호: CM0015071



소개

69 kDa OST 복합체 서브유닛인 인간 RPN1(리보포린 I)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트와 교차반응합니다. N-글리코실화 및 소포체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPN1 토끼 pAb
비고/별칭	OST1; RBPH1; RPN1
종	인간
유전자 ID (인간)	6184
면역원	인간 RPN1 (NP_002941.1)의 아미노산 20-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P04843
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백