

Anti-Rpn2 폴리클론항체 (Wb, Elisa용) - P04844

품목 번호: CM0029265



소개

인간 RPN2(리보포린 II)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차반응합니다. N-글리코실화 및 소포체 관련 단백질 처리 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RPN2 Rabbit pAb
비고/별칭	SWP1, RPNII, RIBIIR, RPN-II, RPN2
종	인간
GeneID	6185
면역원	인간 RPN2 (NP_002942.2)의 아미노산 360-540에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P04844
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백