

Rpp25 표적 토끼 다클론 항체, Wb·ihc-P·elisa 적용가능 - Q9Bul9

품목 번호: CM0029737



소개

tRNA 및 rRNA 프로세싱에 관여하는 리보뉴클레아제 P/MRP 서브유닛인 인간 RPP25를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증이 완료되었으며 인간 및 생쥐와 교차반응성을 가집니다. 핵단백질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RPP25 토끼 pAb
비고/별칭	RPP25
종	인간
유전자ID (인간)	54913
유전자ID	54913
면역원	재조합 단백질 인간 RPP25 (NP_060263.2)의 아미노산 1-199에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q9BUL9
단백질 분자량	21kDa
배송 방식	아이스백 포장