

Anti-Rpp25L Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8N5L8

품목 번호: CM0025320

소개

인간 RPP25L(C9orf23)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, 추정 RNase P/MRP 서브유닛입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와 교차 반응합니다. 핵/RNA 처리 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RPP25L Rabbit pAb
비고/별칭	C9orf23; bA296L22.5; RPP25L
종	인간
GeneID (인간)	138716
GeneID	138716
면역원	제조항 단백질 인간 RPP25L (NP_680544.1)의 아미노산 1-163에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q8N5L8
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백