

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Rpp30 Rabbit Pab - P78346

품목 번호: CM0024846



소개

사람 RPP30 (RNase P subunit p30)를 표적하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐, 랫드와 반응합니다. tRNA 및 rRNA 처리 연구에 유용합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	RPP30 Rabbit pAb
비고/별칭	TSG15; RPP30
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	10556
GeneID	10556
면역원	재조합 단백질/사람 RPP30 (NP_006404.1)의 아미노산 1-268에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫드 (Rat)
SWISS	P78346
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)