

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Rpp38 토끼 다클론 항체 - P78345

품목 번호: CM0023220



소개

인간 RPP38을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 리보핵산분해효소 P/MRP 복합체, tRNA 및 rRNA 프로세싱, 핵소체 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RPP38 토끼 pAb
비고/별칭	RPP38
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	10557
유전자 ID	10557
면역원	인간 RPP38 (NP_892117.1)의 아미노산 20-110에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P78345
단백질 분자량	32kDa
배송 방법	아이스 팩