

Wb, Elisa용 Anti-Rpp40 폴리클로날 항체 - O75818

품목 번호: CM0019835



소개

인간 RPP40 (RNase P 서브유닛 p40)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 나타냅니다. tRNA 처리 및 인핵 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPP40 Rabbit pAb
비고/별칭	RNASEP1; bA428J1.3; RPP40
종	인간(Human)
GeneID (인간)	10799
GeneID	10799
면역원	인간 RPP40 (NP_001273061)의 아미노산 130-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O75818
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스 백(Ice bag)