


Wb, Elisa용 Anti-Rprd1A 폴리클로날 항체 - Q96P16

품목 번호: CM0023932



소개

인간 RPRD1A를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 전사 조절 및 세포 주기 조절 연구에 유용합니다. 분자량은 약 36 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPRD1A Rabbit pAb
비고/별칭	P15RS; HsT3101; RPRD1A
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	55197
유전자 ID	55197
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q96P16
단백질 무게	36kDa
배송	아이스 백(Ice bag)