


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Rps12 토끼 다클론 항체 - P25398

품목 번호: CM0026669



소개

인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 RPS12 토끼 다클론 항체입니다. 리보솜 생합성 및 번역 과정에 관여하는 작은 리보솜 소단위체의 핵심 구성 요소인 40S 리보솜 단백질 S12(eS12)를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RPS12 Rabbit pAb
비고/별칭	S12; eS12; RPS12
종	인간
유전자ID (인간)	6206
유전자ID	6206
면역원	인간 RPS12(NP_001007.2)의 아미노산 1-132에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P25398
단백질 분자량	15kDa
배송 방식	아이스 팩