

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Rps13 토끼 다클론 항체 - P62277

품목 번호: CM0017451



소개

인간 RPS13(리보솜 단백질 S13, uS15)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 리보솜 생합성 및 번역 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	RPS13 토끼 pAb
비고/별칭	S13; uS15; RPS13
종	인간
GeneID (인간)	6207
GeneID	6207
면역원	인간 RPS13(NP_001008.1)의 79-151번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P62277
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스팩