


Anti-Rps14 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62263

품목 번호: CM0025650



소개

인간 RPS14(40S 리보솜 단백질 S14)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차반응. 리보솜 생합성 및 핵소체 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RPS14 Rabbit pAb
비고/별칭	S14; EMTB; uS11; RPS14
종	인간
GeneID (Human)	6208
GeneID	6208
면역원	인간 RPS14 (NP_005608.1)의 아미노산 1-151 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P62263
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스백