


Wb, Elisa용 항-Rps17 토끼 다클론 항체 - P08708

품목 번호: CM0024343



소개

WB 및 ELISA용 항-RPS17 토끼 다클론 항체로, 인간에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 리보솜 생합성과 다이아몬드-블랙판 빈혈에 관여하는 작은 리보솜 소단위체 구성요소인 40S 리보솜 단백질 S17을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RPS17 토끼 pAb
비고/별칭	S17; DBA4; eS17; RPS17L; RPS17L1; RPS17L2; RPS17
종	인간
GeneID (인간)	6218
GeneID	6218
면역원	인간 RPS17(NP_001012.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P08708
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스 팩