


Wb, If/Icc, Elisa용 항Rps17 토끼 다클론 항체 - P08708

품목 번호: CM0022231



소개

40S 리보솜 단백질인 RPS17에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, ELISA로 검증되었습니다. 리보솜 및 단백질 합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RPS17 토끼 pAb
비고/별칭	S17; DBA4; eS17; RPS17L; RPS17LL; RPS17L2; RPS17
종	인간
유전자ID	6218
면역원	합성 펩티드 (인간 RPS17 (NP_001012.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩티드)
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P08708
단백질 분자량	16kDa
배송 방식	아이스 팩