


## Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Rps18 폴리클로날 항체 - P62269

품목 번호: CM0012907



### 소개

인간 RPS18 (40S 리보솜 단백질 S18)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 리보솜 연구 및 단백질 합성 연구에 적합합니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수        | 값                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명         | RPS18 Rabbit pAb                                             |
| 비고/별칭       | KE3, S18, HKE3, KE-3, uS13, D6S218E, RPS18                   |
| 종           | 인간(Human)                                                    |
| GeneID (인간) | 6222                                                         |
| GeneID      | 6222                                                         |
| 면역원         | 인간 RPS18 (NP_072045.1)의 아미노산 1-152에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                                   |
| 카테고리        | 폴리클로날 항체                                                     |
| 응용          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                     |
| 교차 반응성      | 인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)                                |
| SWISS       | P62269                                                       |
| 단백질 크기      | 18kDa                                                        |
| 배송          | 아이스 팩(Ice bag)                                               |