


Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa용 항Rps19 단클론 항체 - P39019

품목 번호: CM0011809



소개

인간 RPS19(40S 리보솜 단백질 S19)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체입니다. WB, IP, IF, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 리보솜 생합성 및 다이아몬드블랙판 빈혈 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPS19 토끼 mAb
비고/별칭	DBA; S19; DBA1; eS19; LOH19CR1; RPS19
종	인간
유전자ID	6223
면역원	합성 펩타이드 - 인간 RPS19 (P39019)의 아미노산 66-145번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P39019
단백질 분자량	16kDa
배송 방식	아이스팩