

Wb, Elisa용 항-Rps19 다클론 항체 - P39019

품목 번호: CM0021727



소개

RPS19 토끼 pAb는 인간 40S 리보솜 단백질 S19에 대한 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 리보솜 생합성 및 다이아몬드-블랙판 빈혈 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPS19 토끼 pAb
비고/별칭	DBA; S19; DBA1; eS19; LOH19CR1; RPS19
종	인간
GeneID (인간)	6223
GeneID	6223
면역원	재조합 단백질 (인간 RPS19 (NP_001013.1)의 아미노산 1-145에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P39019
단백질 분자량	16kDa
배송 방식	아이스 팩