


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rps19Bp1 폴리클로날 항체 - Q86Wx3

품목 번호: CM0014928



소개

WB, IF/ICC, ELISA용 RPS19BP1 (AROS) 표적 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 리보솜 생성, SIRT1 조절 및 p53 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RPS19BP1 Rabbit pAb
비고/별칭	AROS; S19BP; RPS19BP1
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	91582
유전자 ID	91582
면역원(Immunogen)	인간 RPS19BP1 (NP_919307.1)의 아미노산 1-136에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q86WX3
단백질 분자량	15kDa
배송(Shipping)	아이스백