

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Rps20 단일클론 항체 - P60866

품목 번호: CM0012047



소개

인간 RPS20 (40S 리보솜 단백질 S20)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 리보솜 연구 및 단백질 합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPS20 Rabbit mAb
비고/별칭	S20; uS10; RPS20
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	6224
유전자 ID	6224
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 인간 RPS20 (P60866)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P60866
단백질 분자량	13kDa
배송(Shipping)	아이스팩