

Wb, Elisa용 항Rps23 다클론 항체 - P62266

품목 번호: CM0019434



소개

인간 RPS23(16kDa)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 리보솜 기능과 번역을 연구하는 진단 제조업체 및 연구실에 이상적입니다. SWISS: P62266.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RPS23 토끼 pAb
비고/별칭	S23; BTDD; uS12; MABAS; MCINS; PAMAS; RPS23
종	인간
GeneID (인간)	6228
GeneID	6228
면역원	인간 RPS23(NP_001016.1)의 아미노산 40-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P62266
단백질 분자량	16kDa
배송 방식	아이스백