


Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Rps24 토끼 다클론 항체 - P62847

품목 번호: CM0017962



소개

CamelBio의 Anti-RPS24 토끼 다클론 항체는 WB, IHC-P, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 40S 리보솜 단백질 S24(eS24)를 표적으로 하며, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 리보솜 생합성, 번역 및 DBA 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPS24 토끼 pAb
비고/별칭	S24; DBA3; eS24; RPS24
종	인간
GeneID (인간)	6229
GeneID	6229
면역원	인간 RPS24(NP_148982.1)의 아미노산 1-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P62847
단백질 분자량	15kDa
배송	얼음팩