


Wb, If/Icc, Elisa용 항Rps25 다클론 항체 - P62851

품목 번호: CM0015982



소개

리보솜 단백질 S25(RPS25/eS25)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 리보솜 단백질 합성 및 소단위체 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPS25 토끼 pAb
비고/별칭	S25; eS25; RPS25
종	인간
유전자ID (인간)	6230
유전자ID	6230
면역원	인간 RPS25 (NP_001019.1)의 아미노산 50번부터 C-말단까지의 서열에 해당하는 합성 펩티드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P62851
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스팩