


Anti-Rps26 폴리클론항체, Wb, Elisa용 - P62854

품목 번호: CM0014897



소개

인간 RPS26(40S 리보솜 단백질 S26, 13kDa)을 표적하는 토끼 폴리클론항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차반응합니다. 리보솜 및 번역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	RPS26 토끼 pAb
비고/별칭	S26; eS26; DBA10; RPS26
종	인간
유전자 ID (인간)	6231
면역원	인간 RPS26 (NP_001020.2)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P62854
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스백