


Anti-Rpsps27 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - P42677

품목 번호: CM0026631



소개

RPS27 (40S 리보솜 단백질 S27)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람 및 쥐 샘플과 반응합니다. 표적 분자량은 약 9 kDa입니다. 리보솜 생성 및 다이아몬드-블랙판 빈혈 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPS27 토끼 pAb
비고/별칭	S27; MPS1; eS27; DBA17; MPS-1; RPS27
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	6232
면역원	사람 RPS27 (NP_001021.1)의 아미노산 1-84에 해당하는 재조합 용합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Rat)
SWISS	P42677
단백질 분자량	9kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)