

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Rps27A 폴리클론항체 - P62979

품목 번호: CM0023833



소개

인간 RPS27A (유비퀴틴-리보솜 단백질 eS31 융합체)에 대한 토끼 폴리클론항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 응용에 이상적. 인간, 마우스, 래트와 교차반응. 유비퀴틴 신호전달 및 리보솜 기능 연구에서 검증됨.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPS27A Rabbit pAb
비고/별칭	UBC; S27A; eS31; CEP80; UBA80; HEL112; UBCEP1; UBCEP80; RPS27A
종	인간
유전자 ID (인간)	6233
유전자 ID	6233
면역원	인간 RPS27A (NP_001170884.1)의 아미노산 1-156에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P62979
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백