


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rps28 다클론 항체 - P62857

품목 번호: CM0022984



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 토끼 항-RPS28 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 RPS28과 교차 반응합니다. 리보솜 생합성 및 단백질 합성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPS28 토끼 pAb
비고/별칭	S28; eS28; DBA15; RPS28
종	인간
GeneID (인간)	6234
GeneID	6234
면역원	재조합 단백질; 인간 RPS28의 아미노산 1-69에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001022.1).
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P62857
단백질 분자량	8kDa
배송	아이스팩