

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rps3 토끼 단일클론 항체 - P23396

품목 번호: CM0010656



소개

사람 RPS3 (SWISS: P23396)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 리보솜 단백질 연구, DNA 복구 및 세포 사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPS3 Rabbit mAb
비고/별칭	S3; uS3; RPS3
종	사람 (Human)
유전자 ID	6188
면역원	사람 RPS3 (P23396)의 아미노산 100-200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P23396
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)