


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Rps3 토끼 다클로날 항체 - P23396

품목 번호: CM0024016



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 고품질 RPS3 토끼 다클로날 항체입니다. 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)와 반응합니다. 40S 리보솜 단백질 S3를 표적하며, 단백질 번역, DNA 복구 및 세포자멸사(apoptosis)에 관여합니다. 세포 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPS3 Rabbit pAb
비고/별칭	S3; uS3; RPS3
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	6188
GeneID	6188
면역원(Immunogen)	인간 RPS3 (NP_000996.2)의 아미노산 1-243에 해당하는 서열을 포함하는 제조함 용합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P23396
단백질 분자량	27kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)