


Anti-Rps4X Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P62701

품목 번호: CM0026633



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-RPS4X 토끼 폴리클로날 항체는 인간, 마우스 및 쥐의 40S 리보솜 단백질 eS4(30 kDa)와 반응합니다. 리보솜 생합성 및 단백질 합성 메커니즘 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPS4X Rabbit pAb
비고/별칭	S4; eS4; CCG2; RPS4; SCAR; SCR10; DXS306; RPS4X
종	인간
GeneID (human)	6191
GeneID	6191
면역원	인간 RPS4X (NP_000998.1)의 아미노산 66-263에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P62701
단백질 무게	30kDa
배송	아이스백