

Wb 및 Elisa용 Anti-Rps5 토끼 다클로널 항체 - P46782

품목 번호: CM0030931



소개

인간 RPS5 (40S 리보솜 단백질 S5, uS7)를 표적으로 하는 토끼 다클로널 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 리보솜 생성 및 단백질 합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPS5 Rabbit pAb
비고/별칭	S5; uS7; RPS5
종(Species)	Human
GeneID (Human)	6193
GeneID	6193
면역원(Immunogen)	인간 RPS5 (NP_001000.2)의 아미노산 1-204에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로널 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P46782
단백질 분자량	23 kDa
배송(Shipping)	아이스백