


Anti-Rps6Ka1/Rps6Ka2/Rps6Ka3 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - Q15418 / Q15349 / P51812

품목 번호: CM0023263



소개

RPS6KA1, RPS6KA2, RPS6KA3에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 신호 전달 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPS6KA1/RPS6KA2/RPS6KA3 토끼 pAb
종	인간(Human)
GeneID (인간)	6195/6196/6197
GeneID	6195/6196/6197
면역원	합성 펩타이드 인간 RPS6KA1/RPS6KA2/RPS6KA3 (NP_002944.2)의 아미노산 600-700 내부의 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q15418/Q15349/P51812
배송	아이스 팩(Ice bag)