

Anti-Rps6Ka4 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - O75676

품목 번호: CM0014726

소개

리보솜 단백질 S6 키나아제 알파-4(MSK2, 유니프루트 O75676)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 86 kDa. 염증 및 스트레스 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RPS6KA4 토끼 pAb
비고/별칭	MSK2; RSK-B; S6K-alpha-4; RPS6KA4
종	인간
유전자 ID (인간)	8986
유전자 ID	8986
면역원	합성 펩티드: 인간 RPS6KA4 (NP_003933.1)의 아미노산 673-772 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O75676
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스백