

Anti-Rps6Ka5 (Msk1) 폴리클론항체 For Wb, Elisa - O75582

품목 번호: CM0030978



소개

인간 RPS6KA5 (MSK1)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 교차반응. 스트레스 및 염증 반응에서의 키나제 신호전달 연구에 이상적.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	RPS6KA5 Rabbit pAb
비고/별칭	MSK1; RLPK; MSPK1; RPS6KA5
종	인간
GeneID (Human)	9252
GeneID	9252
면역원	인간 RPS6KA5 (NP_004746.2)의 아미노산 700-800 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75582
단백질 분자량	90kDa
배송	아이스백