

Anti-Rps7 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62081

품목 번호: CM0029585



소개

인간 리보솜 단백질 S7(RPS7)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA 적용 분야에서 검증되었으며, 인간, 마우스 및 랫트 샘플과 반응합니다. 리보솜 생합성 및 다이아몬드-블랙팬 빈혈 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPS7 Rabbit pAb
비고/별칭	S7; eS7; DBA8; RPS7
종	인간
유전자 ID (인간)	6201
유전자 ID	6201
면역원	인간 RPS7 (NP_001002.1)의 아미노산 1-194에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P62081
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백