


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rps8 토끼 다클론 항체 - P62241

품목 번호: CM0021253



소개

Western blot, IF/ICC 및 ELISA용 인간 RPS8(40S 리보솜 단백질 S8)에 대한 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스 및 쥐 샘플에서 검증됨. 예상 분자량 24 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RPS8 토끼 pAb
비고/별칭	S8; eS8; RPS8
종	인간
유전자 ID (인간)	6202
유전자 ID	6202
면역원	인간 RPS8(NP_001003.1)의 아미노산 10-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P62241
단백질 무게	24kDa
배송	아이스팩