


Anti-Rraga 폴리클론항체 (Wb, Ihc-P, Elisa 용) - Q7L523

품목 번호: CM0012873



소개

웨스턴 블롯(WB), 면역조직화학(IHC-P), ELISA 검증 완료된 토끼 유래 RRAGA 폴리클론항체. 사람, 마우스, 래트의 RRAGA (FIP1/RAGA)를 검출합니다. mTORC1 신호전달 및 아미노산 감지 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RRAGA Rabbit pAb
비고/별칭	FIP1; RAGA; FIP-1; RRAGA
종 특이성	사람
GeneID (Human)	10670
GeneID	10670
면역원	사람 RRAGA (NP_006561.1)의 아미노산 213-313 서열에 상응하는 합성 펩타이드
항체 유래	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q7L523
단백질 분자량	37kDa
배송 조건	아이스백