


Anti-Rragd Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nql2

품목 번호: CM0030656



소개

인간 Ras 관련 GTP 결합 단백질 D(RRAGD)에 대한 Rabbit polyclonal antibody로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며; 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 보입니다; 46kDa를 검출합니다; 아미노산에 대한 반응으로 mTORC1 신호 전달의 주요 조절자입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RRAGD Rabbit pAb
비고/별칭	RAGD; HOMG7; bA11D8.2.1; RRAGD
종	인간
유전자 ID	58528
면역원	인간 RRAGD (NP_067067.1)의 아미노산 181-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9NQL2
단백질 무게	46kDa
배송	아이스백