

Anti-Rras2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P62070

품목 번호: CM0029092



소개

RRAS2 Rabbit pAb은 WB 및 ELISA에 대해 검증된 폴리클로날 항체로, 인간, 마우스 및 랫트에 반응합니다. Ras 관련 신호 전달 및 발달 과정을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RRAS2 Rabbit pAb
비고/별칭	NS12, TC21, RRAS2
종	Human
Gene ID (Human)	22800
Gene ID	22800
면역원	인간 RRAS2 (NP_036382.2)의 아미노산 1-204A에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P62070
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스 팩