

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rrbp1 토끼 다클론 항체 - Q9P2E9

품목 번호: CM0013599

소개

인간 RRBP1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA 애플리케이션에 적합합니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 리보솜 결합 단백질 1은 리보솜과 ER 막의 상호작용을 매개합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RRBP1 토끼 pAb
비고/별칭	RRp; hES; p180; ES130; ES/I30; RRBP1
종	인간
GeneID (인간)	6238
GeneID	6238
면역원	인간 RRBP1의 아미노산 1-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_004578.2)
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9P2E9
단백질 분자량	152kDa
배송	아이스팩