

Anti-Rrm1 단일클론 항체 (Wb, Elisa 용) - P23921

품목 번호: CM0008661



소개

인간 RRM1을 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 이 90kDa 리보뉴클레오타이드 환원효소 대단위체는 DNA 합성에 필수적이어서, 항체는 종양학 및 세포 주기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RRM1 Rabbit mAb
비고/별칭	R1, RR1, RIR1, RRM1
종	인간
GeneID (인간)	6240
GeneID	6240
면역원	인간 RRM1 (P23921)의 아미노산 691-792에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P23921
단백질 분자량	90kDa
배송	아이스팩