

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Rrm1 다클론 항체 - P23921

품목 번호: CM0012849



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA용 인간 RRM1(리보뉴클레오타이드 환원효소 대단위체)을 표적하는 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. DNA 합성 및 관련 질환 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RRM1 토끼 pAb
비고/별칭	R1; RRI; RIR1; RRM1
종	인간
GeneID(인간)	6240
GeneID	6240
면역원	인간 RRM1(NP_001024.1)의 아미노산 593-792에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P23921
단백질 분자량	90kDa
배송	아이스팩