

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Rrm1 토끼 다클로날 항체 - P23921

품목 번호: CM0015499



소개

WB, IF/ICC, IP, ELISA용으로 검증된 토끼 다클로날 anti-RRM1 항체입니다. DNA 합성 및 복구에 필수적인 인간 및 마우스 리보뉴클레오타이드 환원효소 대단위체(90kDa)를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RRM1 Rabbit pAb
비고/별칭	R1; RR1; RIR1; RRM1
종(Species)	Human
GeneID (인간)	6240
GeneID	6240
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
원천(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	P23921
단백질 분자량	90kDa
배송	아이스 팩