


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Rrm2 폴리클로날 항체 - P31350

품목 번호: CM0029840



소개

인간 RRM2에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 뉴클레오타이드 대사 및 DNA 합성 연구에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RRM2 Rabbit pAb
비고/별칭	R2; RR2; RR2M; C2orf48; RRM2
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	6241
유전자 ID	6241
면역원	인간 RRM2 (NP_001025.1)의 아미노산 1-389에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P31350
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백