

Wb 및 Elisa용 Anti-Rrm2 토끼 단일클론 항체 - P31350

품목 번호: CM0011103



소개

사람 RRM2(리보뉴클레오타이드 환원효소 소단위체 M2)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체로, 사람, 마우스 및 랫드에서 WB와 ELISA용으로 검증되었습니다. DNA 합성 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RRM2 토끼 mAb
비고/별칭	R2; RR2; RR2M; C2orf48; RRM2
종	사람
GeneID (사람)	6241
GeneID	6241
면역원	사람 RRM2(P31350)의 아미노산 10-117번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P31350
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스팩