


Elisa 및 If/Icc용 Anti-Rrm2B Rabbit Polyclonal Antibody - Q7Lg56

품목 번호: CM0026866



소개

인간 RRM2B(p53R2)를 타겟팅하는 고품질의 토끼 폴리클로날 항체입니다. ELISA 및 IF/ICC에 적합합니다. DNA 손상 및 복구 연구에 이상적입니다. CamelBio의 포괄적인 원자재 공급 플랫폼이 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RRM2B Rabbit pAb
비고/별칭	P53R2; RCDFRD; MTDPS8A; MTDPS8B; RRM2B
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	50484
GeneID	50484
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 RRM2B (NP_056528.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q7LG56
단백질 분자량	41kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)